

# Serie Frontier™ 5000



  
**MICROTECH**  
LA SCELTA LOGICA





## PROMO COMPLETA Serie Frontier™ 5000

La serie Frontier™ 5000 copre tutte le necessità di centrifugazione da banco: dalle applicazioni rapide e compatte (Mini), ai protocolli ad alta velocità (Micro), fino alle centrifughe universali ad elevato volume e con refrigerazione (Multi Pro).



PROMOTION 1

# Serie Frontier™ 5000 Mini

## FC5306



PROMO validity  
from 15/01/26 to 30/04/26

List Price: 347,20 €  
**PROMO PRICE 277,00 €**

Fornitore



## Prodotto

**Mini centrifuga compatta, potente e conveniente**, ideale per semplici e rapide applicazioni di separazione in laboratorio.

### Caratteristiche principali

- Gamma di velocità: **0 – 6.000 rpm**
- RCF (max): **2.000 × g**
- Capacità max (rotore): **8 × 1,5 / 2,0 ml**
- Numero articolo: **30134156**

## Rotori inclusi

### R-A4XPCR/6

Rotore compatibile con applicazioni PCR, ideale per microvolumi e protocolli rapidi di separazione.

### Caratteristiche tecniche

- Velocità max: **6.000 rpm**
- RCF (max): **2.260 × g**
- Capacità max: **4 × 0,2 ml PCR8**
- Numero articolo: **30129560**

### R-A8X2/6M

Rotore versatile per microprovette, pensato per separazioni rapide e routine di laboratorio.

### Caratteristiche tecniche

- Velocità max: **6.000 rpm**
- RCF (max): **2.560 × g**
- Capacità max: **8 × 1,5 / 2,0 ml**
- Numero articolo: **30129559**



PROMOTION 2

# Serie Frontier™ 5000 Micro

## FC5513 (230V)



PROMO validity  
from 15/01/26 to 30/04/26

List Price: 2.018,00 €  
**PROMO PRICE 1.614,00 €**

Fornitore



## Prodotto

Microcentrifuga da banco ad alte prestazioni, affidabile e ideale per applicazioni di laboratorio ad alta velocità.

### Caratteristiche principali

- Gamma di velocità: **200 – 13.500 rpm**
- RCF (max): **17.317 × g**
- Capacità max (rotore): **24 × 1,5 / 2,0 ml**
- Numero articolo: **30393187**

## Rotore incluso

### R-A24X2/13MB

Rotore ad alta velocità progettato per microprovette, ideale per applicazioni di biologia molecolare e protocolli di separazione rapidi.

### Caratteristiche tecniche

- Velocità max: **13.500 rpm**
- RCF (max): **17.317 × g**
- Capacità max: **24 × 1,5 / 2,0 ml**
- Numero articolo: **30472302**



PROMOTION 3

# Serie Frontier™ 5000 Micro FC5513R (230V)



PROMO validity  
from 15/01/26 to 30/04/26

List Price: 4.578,00 €  
**PROMO PRICE 3.664,00 €**



Fornitore



## Prodotto

Microcentrifuga da banco ad alte prestazioni con funzione di refrigerazione, ideale per applicazioni di laboratorio a velocità elevate e campioni sensibili alla temperatura.

### Caratteristiche principali

- Gamma di velocità: **200 – 14.500 rpm**
- RCF (max): **17.157 × g**
- Capacità max (rotore): **24 × 1,5 / 2,0 ml**
- Numero articolo: **83041041**

## Rotore incluso

### R-A24X2/13MB

Rotore ad alta velocità per microprovette, indicato per applicazioni molecolari e separazioni rapide.

### Caratteristiche tecniche

- Velocità max: **13.500 rpm**
- RCF (max): **17.317 × g**
- Capacità max: **24 × 1,5 / 2,0 ml**
- Numero articolo: **30472302**



## PROMOTION 1

# Serie Frontier™ 5000 Multi Pro

## FC5714 (230V)



PROMO validity  
from 15/01/26 to 30/04/26

List Price: 5.040,00 €

**PROMO PRICE 4.035,00 €**

Fornitore



## Prodotto

Centrifuga universale potente e versatile, progettata per coprire una vasta gamma di applicazioni di laboratorio grazie alla capacità elevata e alla compatibilità con diversi rotori e adattatori.

### Caratteristiche principali

- Gamma di velocità: **200 – 14.000 rpm**
- RCF (max): **18.624 × g**
- Capacità max (rotore): **4 × 200 ml**
- Numero articolo: **30314810**

## Rotore & Adattatori inclusi

### R-S4X100/5MIS

Rotore a secchielli per applicazioni universali e volumi elevati.

### Caratteristiche tecniche

- Velocità max: **5.000 rpm**
- RCF (max): **4.080 × g**
- Capacità max: **4 × 100 ml**
- Numero articolo: **30314823**

### Adattatori / Accessori inclusi

#### Bicchieri 2 × 50 ml (FA + Rack, 2/pk)

- Numero articolo: **30314881**

#### Bicchieri 3 × 15 ml (FA + Rack, 2/pk)

- Numero articolo: **30314882**



PROMOTION 1

# Serie Frontier™ 5000 Multi Pro

## FC5718R (230V)



PROMO validity  
from 15/01/26 to 30/04/26

List Price: 8.257,00 €  
**PROMO PRICE 6.607,00 €**

Fornitore



## Prodotto

Centrifuga universale ad alte prestazioni con refrigerazione, ideale per applicazioni intensive e volumi elevati, garantendo stabilità termica e versatilità operativa in laboratorio.

### Caratteristiche principali

- Gamma di velocità: **200 – 18.000 rpm**
- RCF (max): **23.542 × g**
- Capacità max (rotore): **4 × 200 ml**
- Numero articolo: **30314814**

## Rotore & Adattatori inclusi

### R-S4X100/5MIS

Rotore a secchielli per applicazioni universali e protocolli ad alto volume.

### Caratteristiche tecniche

- Velocità max: **5.000 rpm**
- RCF (max): **4.080 × g**
- Capacità max: **4 × 100 ml**
- Numero articolo: **30314823**

### Adattatori / Accessori inclusi

#### Bicchieri 2 × 50 ml (FA + Rack, 2/pk)

- Numero articolo: **30314881**

#### Bicchieri 3 × 15 ml (FA + Rack, 2/pk)

- Numero articolo: **30314882**





## Listino prezzi completo

Modello	Tipo	Refrigerata	Velocità Max (rpm)	RCF Max (×g)	Capacità Max	Rotore Incl.	Listino (€)	Promo (€)
FC5306	Mini	No	6.000	2.000	8 × 1,5/2,0 ml	2 rotori	347,20	<b>277,00</b>
FC5513	Micro	No	13.500	17.317	24 × 1,5/2,0 ml	1 rotore	2.018,00	<b>1.614,00</b>
FC5513R	Micro	Sì	14.500	17.157	24 × 1,5/2,0 ml	1 rotore	4.578,00	<b>3.664,00</b>
FC5714	Multi Pro	No	14.000	18.624	4 × 200 ml	1 rotore + adattatori	5.040,00	<b>4.035,00</b>
FC5718R	Multi Pro	Sì	18.000	23.542	4 × 200 ml	1 rotore + adattatori	8.257,00	<b>6.607,00</b>







**www.microtech.eu**

Sede Operativa  
Traversa III Pisciarelli 18/a  
80078 - Pozzuoli (NA)

Sede Legale  
Viale Augusto 162,  
80125 - Napoli (NA)

[microtech@microtech.eu](mailto:microtech@microtech.eu)  
[microtech.srl@pec.it](mailto:microtech.srl@pec.it)  
**+39 800 894 119**

