



**Tieni puliti i tuoi  
strumenti!**

## Soluzioni di decontaminazione per le vostre Colture Cellulari



EVITARE CONTAMINAZIONE  
DA BATTERI



EVITARE CONTAMINAZIONE  
DA MICOPLASMA



EVITARE CONTAMINAZIONE  
DA FUNGHI



Pronto all'uso



Non tossico



Facile da usare



### A5230 Incubator-Clean™


- Soluzione disinfettante per incubatori e banchi sterili
- Completamente compatibile con le comuni superfici di lavoro
- Ingredienti non tossici e biodegradabili

Code	Product name	Size	Price
A5230,0500	Incubator-Clean™	500mL	81.00€
A5230,5000RF	Incubator-Clean™	5L	520.90€

#### Caratteristiche e benefici

- Risparmio di tempo e denaro a causa di una minore contaminazione
- Prevenzione della contaminazione da micoplasma
- Facile e semplice da usare
- Utilizzabile su tutte le superfici standard e gli incubatori
- Disponibile nel formato di 500 mL e 5 L






## A5219 Incuwater-Clean™

- Soluzione disinfettante appositamente sviluppata per incubatori a CO2
- Per la prevenzione della crescita microbica negli incubatori
- Soluzione concentrata 100X: Utilizzare 50 mL per 5 L dell'incubatore

Code	Product name	Size	Price
A5219,0100	Incuwater-Clean™	100mL	96,20€

### Caratteristiche e benefici

- Risparmio di tempo e denaro a causa di una minore contaminazione
- Prevenzione della contaminazione da micoplasma
- Facile e semplice da usare
- Utilizzabile per tutti gli incubatori a CO2
- Disponibile nel formato di 100 mL



## A9390 Aquabator-Clean™

- Soluzione disinfettante per bagnetti ad acqua ordinari (non per incubatori a CO2)
- Per la prevenzione della crescita microbica nei bagnetti ad acqua
- Soluzione concentrata 100X: Utilizzare 10 mL per 1 L di acqua

Code	Product name	Size	Price
A9390,0250	Aquabator-Clean™ (100X)	250mL	34,40€

### Caratteristiche e benefici

- Risparmio di tempo e denaro a causa di una minore contaminazione
- Prevenzione della contaminazione da micoplasma
- Facile e semplice da usare
- Utilizzabile in bagnetti ad acqua standard
- Disponibile nel formato di 250 mL



**www.microtech.eu**

Sede Operativa  
Traversa III Pisciarelli 18/a  
80078 - Pozzuoli (NA)

Sede Legale  
Viale Augusto 162,  
80125 - Napoli (NA)

**microtech@microtech.eu**  
**microtech.srl@pec.it**  
**+39 800 894 119**

