

Elabscience®

Rabbit Monoclonal Recombinant Antibodies

PROMOTION

Rabbit Monoclonal Recombinant Antibodies



Buy 2, Get 3rd
FREE

Valido dal 21 settembre 2026
al 30 novembre 2026

1



SCEGLI
mAb ricombinante di
coniglio

2



AGGIUNGI 3
in un ordine
3 a scelta, come vuoi

3



1 OMAGGIO
l'anticorpo
più economico



Vantaggi del prodotto



Privo di componenti di origine animale



Garanzia di rimborso e sostituzione al 100%



Oltre 3.000 target più richiesti coperti



97% dei target compatibili con WB, diluizione massima dell'anticorpo 1:100.000



Affinità a livello di pM ($K_D = 10^{-10} - 10^{-12}$)



CV inter-lotto <3%

Che cos'è un anticorpo ricombinante di coniglio?


L'anticorpo si ottiene immunizzando i conigli con un antigene target, selezionando i linfociti B che riconoscono specificamente l'antigene, isolando le sequenze geniche delle catene pesante e leggera e procedendo successivamente all'espressione e purificazione in vitro.

Valori fondamentali

Superando i limiti della produzione anticorpale tradizionale, offre vantaggi significativi in termini di specificità, consistenza tra lotti, riproducibilità e fornitura stabile e continua.

Aspetti	Policlonale	Monoclonale murino/di coniglio	Monoclonale ricombinante di coniglio
Metodo di produzione	Immunizzazione animale	Immunizzazione animale + tecnologia degli ibridomi	Immunizzazione animale + tecnologia single B-cell + coltura in vitro
Specificità	Comporta rischi crociati	Da moderata a elevata	Elevata
Consistenza tra lotti	Scarsa (differenze individuali)	Discreta (gli ibridomi sono soggetti a deriva)	Eccellente (sequenza definita)
Copertura epitopica	Massima ampiezza	Epitopo singolo	Ampia (epitopi lineari/ conformazionali)
Prestazioni IHC / IF	Livelli di fondo elevati	Nella media	Eccellenti; elevato rapporto segnale/rumore
Stabilità della fornitura	Bassa	Nella media	Elevata (sequenza riproducibile)





www.microtech.eu

Sede Operativa
Traversa III Pisciarelli 18/a
80078 - Pozzuoli (NA)

Sede Legale
Viale Augusto 162,
80125 - Napoli (NA)

microtech@microtech.eu
microtech.srl@pec.it
+39 800 894 119

