

Lab instruments

Cappe, incubatori e catena del freddo:
prezzi dedicati per il tuo laboratorio.

LAB INSTRUMENTS PROMO

Strumentazione professionale, a prezzi dedicati

Una selezione di cappe di sicurezza biologica, incubatori a CO₂ e apparecchiature per la catena del freddo, disponibile a prezzi promozionali per laboratori, dipartimenti ed enti di ricerca.



CAPPE DI SICUREZZA BIOLOGICA

Classe IIA2 · 8 modelli


da
5.375€



INCUBATORI A CO₂

80 / 180 / 240 L · sterilizzazione
140 o 180 °C

da
5.250€



CATENA DEL FREDDO

Frigoriferi, congelatori,
ultracongelatori

da
2.375€

Prezzi unitari in euro, IVA esclusa. Promozione valida salvo disponibilità dei prodotti.



CAPPE

Cappe di sicurezza biologica

Classe IIA2

Protezione di operatore, campione e ambiente.

Doppio filtro ULPA, ventilatore EC e display digitale. Versioni con touch screen da 7" o LCD digitale da 5".



BSC1800-IIA2-W

- Filtrazione ULPA a doppio stadio
- Ventilatore EC con controllo indipendente di downflow e inflow
- Sensori di flusso ad alta precisione
- Lampada UV integrata con timer programmabile
- Modalità ECO a finestra abbassata
- Piano di lavoro in acciaio inox

Codice	Display	Larghezza	Prezzo unitario
BSC900-IIA2-W	Touch screen 7"	900 mm	6.125,00€
BSC1200-IIA2-W	Touch screen 7"	1200 mm	6.875,00€
BSC1500-IIA2-W	Touch screen 7"	1500 mm	8.625,00€
BSC1800-IIA2-W	Touch screen 7"	1800 mm	10.250,00€
BSC930-IIA2	LCD digitale 5"	930 mm	5.375,00€
BSC1230-IIA2	LCD digitale 5"	1230 mm	6.000,00€
BSC1530-IIA2	LCD digitale 5"	1530 mm	7.375,00€
BSC1830-IIA2	LCD digitale 5"	1830 mm	8.750,00€

Prezzi unitari, IVA esclusa.



Specifiche tecniche

CLASSE DI PULIZIA ISO 3

EFFICIENZA FILTRO 99,9995% @ 0,12 MM

FLUSSO VERTICALE 0,32 M/S

FLUSSO IN INGRESSO 0,53 M/S

RUMOROSITÀ ≤ 62 DB(A)

VIBRAZIONI ≤ 5 MM

LAMPADA UV 40 W

Serie touch screen 7"

Modello	Peso	Potenza	Luci LED	Illuminamento	Operatori
BSC900-IIA2-W	210 kg	1400 VA	9 W ×2	≥ 1000 lx	1
BSC1200-IIA2-W	251 kg	1600 VA	18 W z2	≥ 1300 lx	1 - 2
BSC1500-IIA2-W	288 kg	1800 VA	23 W ×2	≥ 1500 lx	2
BSC1800-IIA2-W	327 kg	2000 VA	23 W ×2	≥ 1300 lx	2-3

Serie LCD digitale 5"

Modello	Illuminamento	Operatori
BSC930-IIA2	≥ 900 lx	1
BSC1230-IIA2	≥ 1300 lx	1 - 2
BSC1530-IIA2	≥ 1300 lx	2
BSC1830-IIA2	≥ 1300 lx	2-3

Fonte: schede tecniche Megsteman. Specifiche soggette a modifiche per aggiornamento prodotto.



INCUBATORI

Incubatori a CO₂ con sterilizzazione ad alta temperatura

Serie SE (ciclo a 140 °C) e serie PE (ciclo a 180 °C) in tre volumi.

Temperatura da ambiente +5 °C a 60 °C.



- Camera con riscaldamento diretto sui 6 lati per una temperatura uniforme
- Sensore CO₂ a infrarossi
- Vaschetta di umidificazione in acciaio inox 304
- Touch screen LCD da 5"
- Dati storici esportabili via USB

Codice	Volume	Sterilizzazione	Prezzo unitario
C80SE	80 L	140 °C	5.250,00€
C180SE	180 L	140 °C	5.750,00€
C240SE	240 L	140 °C	8.687,50€
C80PE	80 L	180 °C	7.250,00€
C180PE	180 L	180 °C	8.375,00€
C240PE	240 L	180 °C	9.625,00€

Prezzi unitari, IVA esclusa.



Specifiche tecniche

- Touch screen LCD da 5" · controllo PID · risoluzione temperatura 0,1 °C · timer 0–999,9 h
- Sensore CO₂ a infrarossi (IR) · range 0–20% · risoluzione 0,1% · alimentazione CO₂ consigliata 0,05–0,1 MPa
- Umidità relativa fino a ~95% a 37 °C · filtrazione HEPA ISO 5 in 5 minuti
- Recupero temperatura ≤ 10 min · recupero CO₂ ≤ 5 min (porta aperta 30 s)
- Storico dati: 250.000 eventi, esportazione via USB · impilabili fino a 2 unità
- Alimentazione 115–230 V ±10%, 50–60 Hz · temperatura ambiente di lavoro 18–30 °C (SE) / 10–30 °C (PE)

Modello	Range temp.	Uniformità	Potenza	Volume	Peso
C80SE	amb. +5 ÷ 60 °C	±0,3 °C	500 W	85 L	78 kg
C180SE	amb. +5 ÷ 60 °C	±0,3 °C	900 W	185 L	112 kg
C240SE	amb. +5 ÷ 60 °C	±0,3 °C	1000 W	248 L	130 kg
C80PE	amb. +4 ÷ 60 °C	±0,2 °C	500 W	85 L	78 kg
C180PE	amb. +4 ÷ 60 °C	±0,2 °C	900 W	185 L	112 kg
C240PE	amb. +4 ÷ 60 °C	±0,2 °C	1000 W	248 L	130 kg

Fonte: scheda tecnica Radobio. Volumi e dimensioni sono quelli riportati in scheda; i nomi commerciali indicano 80/180/240 L.



CATENA DEL FREDDO

Conservazione di campioni e reagenti



Ultracongelatori verticali twin cool -86 °C

Codice	Volume	Prezzo unitario
FRUFDW-HL428T	428 L	7.937,50€
FRUFDW-HL578T	578 L	8.875,00€
FRUFDW-HL708T	708 L	10.000,00€
FRUFDW-HL848T	848 L	11.500,00€

Frigoriferi +2/+8 °C

Codice	Volume	Porta	Prezzo unitario
FRYC-650L	650 L	Vetro	2.937,50€
FRYC-650EL	650 L	Cieca	2.937,50€
FRYC-1320L	1320 L	Vetro	4.812,50€
FRYC-1320EL	1320 L	Cieca	4.812,50€

Congelatori e combinati

Codice	Volume	Info	Prezzo unitario
FRDW-YL450	450 L netti	Congelatore verticale -25 °C	3.375,00€
FRYCD-EL300	300 L (200+100)	Frigocongelatore combinato	2.375,00€
FRYCD-EL450	450 L (225 + 225)	Frigocongelatore combinato 2/8 °C + -10/-26 °C	3.250,00€

Prezzi unitari, IVA esclusa.



Specifiche tecniche

Ultracongelatori verticali twin cool $-40 \div -86\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 2 compressori
- Raffreddamento diretto
- Sbrinamento manuale
- Refrigerante HC
- Touch screen HD 10,1"
- Data logging USB ogni 5 min (memoria 10 anni)
- Temperatura ambiente $16\text{--}32\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Classe climatica N.

Modello	Dim. interne L×P×H (mm)	Dim. esterne L×P×H (mm)	Peso netto
DW-HL428T	460×712×1290	770×1031×1994	263 kg
DW-HL578T	615×712×1290	926×1031×1994	294 kg
DW-HL708T	746×714×1290	1101×1037×1998	308 kg
DW-HL848T	910×714×1290	1265×1030×1998	n.d.

Frigoriferi $+2 \div +8\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 1 compressore
- Refrigerante: R290
- Raffreddamento ad aria
- Sbrinamento automatico
- Display digitale
- Serratura con chiave
- Illuminazione LED
- Foro passaggio sonda $\varnothing 25\text{ mm}$
- Registrazione dati USB. YC-650L: 432 W, 4,54 kWh/24h, 157 kg. YC-1320L: 52,4 dB(A).

Modello	Dim. interne L×P×H (mm)	Dim. esterne L×P×H (mm)	Ripiani
YC-650L / YC-650EL	605×725×1515	715×890×1985	5
YC-1320L / YC-1320EL	1340×670×1515	1453×881×1998	10



Congelatori e frigocongelatori combinati

- 2 compressori
- Display digitale
- Refrigerante: R600a
- Serratura con chiave
- Classe climatica N
- Alimentazione 220–240 V / 50 Hz

Modello	Temperature	Dim. interne (mm)	Dim. esterne L×P×H (mm)	Consumo
DW-YL450	−10 ÷ −25 °C	(650×570×627) ×2	810×735×1960	2,24 Wh/24h
YCD-EL300	R: 2÷8 °C F: −10÷−26 °C	R: 600×510×657 F: 500×460×535	700×640×1876	1,54 kWh/24h
YCD-EL450	R: 2÷8 °C F: −10÷−26 °C	650×570×627 (per vano)	810×735×1960	3,29 kWh/24h

F = congelatore, R = frigorifero

Fonte: schede tecniche Meling.



www.microtech.eu

Sede Operativa
Traversa III Pisciarelli 18/a
80078 - Pozzuoli (NA)

Sede Legale
Viale Augusto 162,
80125 - Napoli (NA)

microtech@microtech.eu
microtech.srl@pec.it
+39 800 894 119

